

CONDOR GOLD LINE Wund-Spreizer-System für die Gynäkologie

Perfekte und präzise Unterstützung für gynäkologische Operationen – das bietet das patentierte Wund-Spreizer-System GOLD LINE für die Gynäkologie. Unsere Wund-Spreizer-Systeme sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung, innovativer Technik, von praxisorientiertem Know-how und Qualitätsarbeit »Made in Germany«. Mit ihren multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten erweisen sich unsere Systeme als wesentlich flexibler und effizienter als herkömmliche Systeme.

Wenn es um qualitativ hochwertige OP-Technik geht, zählt CONDOR zu den Innovationstreibern und Marktführern. Unsere Wund-Spreizer-Systeme gehören heute weltweit zur Standardausrüstung in vielen Kliniken. Rund um den Globus steht der Name CONDOR für maßgeschneiderte Qualitätsarbeit und das CONDOR Wund-Spreizer-System für flexibles, bequemes und kosten effizientes Arbeiten.

Volle Kompatibilität

Dabei wird vor allem die Modularität des Systems gelobt. Das Basis-Set kann in Kombination mit Wundhakenmodellen für spezielle Eingriffe exakt auf den jeweiligen OP-Eingriff abgestimmt werden. Nach dem Baukastenprinzip sind unsere Wund-Spreizer-Systeme individuell zusammenstellbar und voll kompatibel.

Über die Kompatibilität hinaus überzeugt das Wund-Spreizer-System sowohl OP-Anwender als auch Finanzverantwortliche in vielfacher Hinsicht. Während die einen den flexiblen Einsatz, die praktische Handhabung und die Modularität des Systems loben, sind die anderen begeistert vom hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sowie von der Prozessoptimierung, die mit dem Einsatz unserer Systeme erreicht wird.

CONDOR GOLD LINE für die Gynäkologie

Für die Gynäkologie sind folgende Sets der Wund-Spreizer-Systeme erhältlich:

Abdominal Maxi

Adipositas

Vaginal Mini

Axilla Mini



Allen Sets gemeinsam sind die Kernelemente und Vorteile des CONDOR Wund-Spreizer-Basis-Sets: Seine einzigartigen Kugelemente garantieren präzise Einstellungen und maximale Bewegungsfreiheit bei allen gynäkologischen Eingriffen. Die modular zusammengesetzten Systeme sind multifunktional einsetzbar und mit wenigen Handgriffen in die perfekte Position gebracht. Für die spitzebetonte, optimale Einstellung in der Tiefe sorgen die patentierten Blatthalter.

Sie haben Interesse und möchten diesen unverzichtbaren OP-Helfer für die Gynäkologie kennen lernen? Gern stellen wir Ihnen ein kostenloses Leihgerät zur Verfügung.

Flexibler, effizienter und präziser arbeiten mit CONDOR Präzision



Abdominal-Maxi-Set


Speziell für die Anforderungen der abdominalen Hysterektomie entwickelt, ermöglicht das CONDOR Abdominal-Maxi-Set perfekte Präzision bei dieser OP. Darüber hinaus wird das System bei großen abdominalen Eingriffen wie der Wertheim-Operation häufig und äußerst erfolgreich eingesetzt.

Mit dem speziellen Blatthalter mit Kugelgelenk ist exaktes und spitzebetontes Arbeiten in der Tiefe einfach realisierbar. Für den Operateur bedeutet das: maximale Bewegungsfreiheit und ein freier Zugang zum OP-Situs bei gleichzeitig idealen Bedingungen für absolute Präzisionsarbeit. Mit dem spitzebetonten Blatthalter bietet CONDOR den einzigen am Markt verfügbaren Blatthalter, der diese barrierefreie und flexible Einstellung für die abdominale Eingriffe schafft.



Die Vorteile des CONDOR Abdominal-Maxi-Sets:

- Größtmögliche Flexibilität und Bewegungsfreiheit
- Spitzebetonte Einstellmöglichkeit durch patentierten Blatthalter
- Mit Kaltlicht kombinierbar
- Anheben der Bauchdecken/Rippenbögen



Adipositas-Patientinnen

Einen idealen Helfer für gynäkologische Eingriffe bei Adipositas-Patientinnen bieten die speziellen Wundhaken von CONDOR, die in verschiedenen Längen und Breiten lieferbar sind. Sie ermöglichen eine optimale Situseinstellung, auch unter schwierigen Bedingungen. Bei extrem adipösen Patientinnen (> 170 kg) lassen sich zwei Systeme miteinander kombinieren.

Vaginal-Mini-Set

Bei Vaginal-Eingriffen bietet das CONDOR Vaginal-Mini-Set optimale Unterstützung. Es wird nur noch ein Assistent benötigt. CONDOR schafft dem Fachpersonal Freiräume für effektivere Aufgaben. Besonders für die OP-Assistenten bedeutet der Einsatz des Sets eine enorme Arbeitserleichterung: Keine ungünstige Körperhaltung bei der Assistenz mehr. Vaginale Wundhaken lassen sich durch flexible Blatthalter einfach und schnell positionieren. Der OP-Situs kann somit jederzeit passgenau auf die jeweilige OP-Situation eingestellt werden.


Spezielle Wundhaken ermöglichen den Einsatz des CONDOR Vaginal-Mini-Sets bei der transvaginalen sakrospinale Fixation bei Scheidensenkungen.

Gyn-Adapter

Ergänzend zum Mini-Set ist der Gyn-Adapter von CONDOR erhältlich. An ihn können Scheiden-Spekula befestigt und damit die in Ihrem Haus vorhandenen Spekula weiter genutzt werden. Der Gyn-Adapter beweist sich als sinnvolle Erweiterung des Mini-Sets, da mit der Anschaffung dieses kleinen Adapters vorhandenes Equipment genutzt werden kann.

Die Vorteile des CONDOR Vaginal Mini-Sets im Überblick:

- Ideal für transvaginale Eingriffe wie Senkungs-OP
- Schneller Wechsel der seitlichen Wundhaken
- Arbeitserleichterung für Assistenten
- Optimale Einstellung des OP-Situs





Axilla-Mini-Set


Bei der Axilla Revision ist Ihnen das CONDOR Axilla Mini-Set ein idealer Assistent. Er bietet Ihnen einen optimal und ruhig eingestellten OP-Situs. Nachsetzen der Wundhaken entfällt. Mit dem Zusatz Kaltlicht erhalten Sie eine exzellente Ausleuchtung des OP-Gebietes. Neben den Standard-Wundhaken gehören auch spezielle Wundhaken wie der U-förmig gebogene Axilla-Wundhaken zum Sortiment.




Weiteres Einsatzgebiet des CONDOR Axilla-Mini-Sets ist die **Brustaufbau-OP (LDFR)**. Hierbei kann das System dank der seitenunabhängigen Einstellung ideal positioniert werden.

Die Vorteile des CONDOR Axilla-Mini-Sets im Überblick:

- Passgenaue Wundhaken für die Axilla-Revision
- Flexibles Kaltlicht als Ergänzung
- U-förmige Wundhaken für M. pectoralis
- Spezielle Wundhaken für Brustaufbau-OPs konzipiert
- Seitenunabhängige Einstellung durch Kugelgelenke
- Gleichzeitiger Einsatz der Wundhaken von vorne und hinten bei OP's in Seitenlage



Lernen Sie das CONDOR Wund-Spreizer-System für die Gynäkologie kennen. Nutzen Sie unser Angebot einer kostenlosen Leihstellung. Beim Ersteinsatz steht Ihnen ein geschulter Außendienstmitarbeiter zur Seite. Die Vorteile und die einfache Handhabung werden Sie überzeugen!



International anerkannt und weltweit eingesetzt: CONDOR GOLD LINE



Die Vorteile des CONDOR Wund-Spreizer-Systems im Überblick:

- Modular austauschbar
- Kompatibilität der Wundhaken
- Multifunktionalität
- 3D-Einstellung
- Einfache Bedienbarkeit
- Situseinstellung in der Tiefe
- Elektrische Sicherheit
- Anwenderschulung durch OP-Begleitung
- Leichte Reinigung des Geräts
- OP-Kosten-Optimierung
- Zertifiziert gem. EN ISO 13485:2003 CE 0044
- Entlastung von qualifiziertem Fachpersonal
- Made in Germany

Selbstverständlich können auch andere OP-Bereiche von den patentierten Wund-Spreizer-Systemen profitieren: Momentan erhältlich sind Sets für die Chirurgie, Endoprothetik und Urologie.

Die individuelle Modularität des Systems, das sich auf der Plattform der Basisversion bedarfsgerecht und voll kompatibel zusammenstellen lässt, folgt den hohen Ansprüchen an maßgeschneiderte Lösungen für gynäkologische Operationen.



CONDOR[®] GmbH
MEDICALTECHNIK

CONDOR GmbH MEDICALTECHNIK | Franz-Kleine-Str. 13 | 33154 Salzkotten | Germany

Telefon: +49 (0) 52 58 - 99 16-0 | Telefax: +49 (0) 52 58 - 99 16-16 | E-Mail: info@condor-med.de | www.condor-med.de

CONDOR ist ein eingetragenes Warenzeichen der CONDOR GmbH in Deutschland und in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patente. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Stand September 2007.