

ich seh' etwas, was du nicht siehst





Butterfly-System



als Bausatz zum Einbau in den Schuh oder Rohling



BFM_
Mat./Farbe/Größe



Clarino Nash anthrazit
Clarino Nash beige
Röck-Nappa geprägt schwarz
Röck-Nappa geprägt beige



BFES_

BFEW_



BFS

Einsatzgebiete / Vorteile

- + für alle Konfektionsschuhe, insbesondere auch für sehr schmale, modische Sandalen und offene Schuhe, in denen Einlagen kaum bzw. gar keinen Platz haben oder aus ästhetischen Gründen nicht verwendet werden
- + Einbau unabhängig von der Absatzhöhe
- + hohe Zeitersparnis
- + einfache Handhabung
- + leichte Platzierung durch Systemschablone

Merkmale

- + **Ferse:** flach, dünn, flexibel
- + **Kanten/Rand:** beweglich/mit med. und lat. Gewölbe
- + **Längsgewölbe:** bogenförmig
- + **Bettungsverhalten:** gut
- + **Stand:** gut
- + **Gewicht:** leicht
- + **Klebefreundlichkeit:** gut

Materialset

| ART.-NR. | BEZEICHNUNG/MATERIAL | GRÖSSEN* |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| BFMP_ <small>Farbe/Größe</small> | Butterfly-Materialset Nappa geprägt | 33/34-47 |
| BFMCL_ <small>Farbe/Größe</small> | Butterfly-Materialset Clarino Nash | 33/34-47 |

- + Farben Nappa: beige 52, schwarz 80
- + Farben Clarino Nash: beige 52, anthrazit 86
- + enthält Butterfly-Längsgewölbestütze, Pelotte, Fersenpolster, Sohlenstanzteil

Einlagenrohling

| ART.-NR. | BEZEICHNUNG | GRÖSSEN* |
|----------|----------------------------------|----------|
| BFES_ | Butterfly-Einlagenrohling Sommer | 33/34-47 |
| BFEW_ | Butterfly-Einlagenrohling Winter | 33/34-47 |

- + Sommer: mit einer angenehmen Decksohle aus Vitatex
- + Winter: mit einem winterwarmen Bezug aus Superflausch
- + paßt in fast jeden Schuh, fersenstoßdämpfend, Unterbezug aus Aktivkohle - sehr gute Antirutschwirkung, gute Adsorptionsleistung, geruchsneutralisierend

Systemschablonensatz

| ART.-NR. | BEZEICHNUNG |
|----------|--|
| BFS | Butterfly-Systemschablonensatz für Größen 33/34-47 |

SOFT 3/4

Material: EVA, UP-Textil


**Unsere Standard-
Weichschaumeinlage**

 SDEL_
Grösse

 SDEV_
Grösse

 SDEK_
Grösse

 SDE_
Grösse

 SDE_LV04
Grösse

 SDX_FV94
Grösse

 Alternativ-
Decken

 Alternativ-
Finn-Decken

Ausführungen

- + **Lieferung:** bei Bestellung mit Decke halbverklebt mit Pelotte 2032 beigelegt
- + **Versteifungsart:** dieser Einlagenrohling ist erhältlich ohne, mit voller, kurzer oder langer. Ergänzen Sie dies in der Artikelnummer entsprechend den Angaben in unten stehender Tabelle: **K** für kurze **L** für lange, **V** für volle Versteifung

Merkmale

- + **Ferse:** mit Rand, flexibel, Höhe ohne Decke ca. 10-12 mm
- + **Kanten/Rand:** weich/halbschalig
- + **Längsgewölbe:** mittel ansteigend
- + **Bettungsverhalten:** gut
- + **Stand:** gut
- + **Gewicht:** mittel
- + **Klebefreundlichkeit:** sehr gut

| ART.-NR. <small>Metallbügel: = voll = = kurz, L = lang, lang = ohne</small> | BEZEICHNUNG | GRÖSSEN |
|--|---|---------|
| SDE _ _ _ Grösse | SOFT V/K/L/O 3/4 lang nur Unterbau ohne Pelotte | 37-47 |
| SDE _ _ _LE22 Grösse | s.o. Decke EVA 35 Shore blau, 4 mm | 37-47 |
| SDE _ _ _LE23 Grösse | s.o. Decke EVA 35 Shore blau perf., 4 mm | 37-47 |
| SDE _ _ _LE14 Grösse | s.o. Decke EVA 25 Shore beige, 4 mm | 37-47 |
| SDE _ _ _LE15 Grösse | s.o. Decke EVA 25 Shore beige perf., 4 mm | 37-47 |
| SDE _ _ _LV04 Grösse | s.o. Decke Clar. Nash beige / EVA 25 Sh.beige, 4 mm | 37-47 |
| SDE _ _ _FE27 Grösse | s.o. Decke FINN EVA 35 Shore blau perf., 6 mm | 37-47 |
| SDX _ _ _FV94 Grösse | s.o. Decke FINN Duo-Memory- Schaum blau/hautf., 6 mm | 37-47 |

SUPER SOFT 3/4

Material: EVA , UP-Textil



Die weichere Alternative



Ausführungen

- + **Lieferung:** bei Bestellung mit Decke halbverklebt mit Pelotte 2032 beigelegt
- + **Versteifungsart:** dieser Einlagenrohling ist erhältlich ohne, mit voller, kurzer oder langer. Ergänzen Sie dies in der Artikelnummer entsprechend den Angaben in unten stehender Tabelle: **K** für kurze **L** für lange, **V** für volle Versteifung

Merkmale

- + **Ferse:** mit Rand, flexibel, Höhe ohne Decke ca. 8 -10 mm
- + **Kanten/Rand:** weich/halbschalig
- + **Längsgewölbe:** mittel ansteigend
- + **Bettungsverhalten:** sehr gut
- + **Stand:** befriedigend
- + **Gewicht:** mittel
- + **Klebefreundlichkeit:** sehr gut

| ART.-NR. | BEZEICHNUNG | GRÖSSEN |
|---|---|---------|
| SSDE _____ <small>Grösse</small> | SUPER SOFT <i>O/N/K/L</i> 3/4 lang nur Unterbau ohne Pelotte | 37-47 |
| SSDE _____LE22 <small>Grösse</small> | s.o. Decke EVA 35 Shore blau, 4 mm | 37-47 |
| SSDE _____LE23 <small>Grösse</small> | s.o. Decke EVA 35 Shore blau perf., 4 mm | 37-47 |
| SSDE _____LE14 <small>Grösse</small> | s.o. Decke EVA 25 Shore beige, 4 mm | 37-47 |
| SSDE _____LE15 <small>Grösse</small> | s.o. Decke EVA 25 Shore beige perf., 4 mm | 37-47 |
| SSDE _____LV04 <small>Grösse</small> | s.o. Decke Clar. Nash beige / EVA 25 Sh.beige, 4 mm | 37-47 |
| SSDE _____FE27 <small>Grösse</small> | s.o. Decke FINN EVA 35 Shore blau perf., 6 mm | 37-47 |
| SSDX _____FV94 <small>Grösse</small> | s.o. Decke FINN Duo-Memory- Schaum blau/hautf., 6 mm | 37-47 |

Alternativ-
Decken

Alternativ-
Finn-Decken



SOFT THIN 3/4

Material: EVA , UP-Textil


 perpedesröck
gruppe

**Dünn, mit
Längsgewölbekeil**


STDEL_

STDEV_
GrösseSTDEK_
GrösseSTDE_
GrösseSTDE_LV04
GrösseSTDX_FV94
Grösse
Ausführungen

- + **Lieferung:** bei Bestellung mit Decke halbverklebt mit Pelotte 2032 beigelegt
- + **Versteifungsart:** dieser Einlagenrohling ist erhältlich ohne, mit voller, kurzer oder langer. Ergänzen Sie dies in der Artikelnummer entsprechend den Angaben in unten stehender Tabelle: **K** für kurze **L** für lange, **V** für volle Versteifung

Merkmale

- + **Ferse:** mit Rand, flexibel, Höhe ohne Decke ca. 6-8 mm
- + **Kanten/Rand:** weich/halbschalig
- + **Längsgewölbe:** mittel ansteigend
- + **Bettungsverhalten:** gut
- + **Stand:** befriedigend
- + **Gewicht:** leicht
- + **Nachformverhalten:** nicht möglich
- + **Bruchverhalten:** sehr gut
- + **Klebefreundlichkeit:** sehr gut

| ART.-NR. | BEZEICHNUNG | GRÖSSEN |
|--------------------|---|---------|
| STDE _ Grösse | SOFT THIN OV/VV/KV/LV 3/4 lang nur Unterbau ohne Pelotte | 37-47 |
| STDE _ LE22 Grösse | s.o. Decke EVA 35 Shore blau, 4 mm | 37-47 |
| STDE _ LE23 Grösse | s.o. Decke EVA 35 Shore blau perf., 4 mm | 37-47 |
| STDE _ LE15 Grösse | s.o. Decke EVA 25 Shore beige perf., 4 mm | 37-47 |
| STDE _ LV04 Grösse | s.o. Decke Clar. Nash beige / EVA 25 Sh. beige, 4 mm | 37-47 |
| STDE _ FE27 Grösse | s.o. Decke FINN EVA 35 Shore blau perf., 6 mm | 37-47 |
| STDX _ FV94 Grösse | s.o. Decke FINN Duo-Memory- Schaum blau/hautf., 6 mm | 37-47 |

 Alternativ-
Jecken

 Alternativ-
Finn-Decken


**BETTENDE EINLAGEN-ROHLINGE, SCHALE
AUS KORK**

FREEE!!!

Material: EVA-Kork



die Allround-Einlage



Einsatzgebiete / Vorteile

- + beim Sport, im Job, in der Freizeit, in- und outdoor
- + angenehme, stützende und führende Fußbettung
- + individuell bearbeitbar und verformbar
- + Freiraum des Großzehballens für eine ideale Abrollung
- + Zur Therapie - bei allen häufigen Fußproblemen, auch bei empfindlichen Füßen
- + Zur Prophylaxe - speziell beim Sport ist der Fuß einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt, mit der FREEE!!! wird der Fuß bereits vorbeugend optimal gebettet und geführt

Merkmale

- + **Ferse:** mit Rand, flexibel, Höhe ohne Decke ca. 8 -10 mm
- + **Kanten/Rand:** weich/halbschalig
- + **Längsgewölbe:** mittel ansteigend
- + **Bettungsverhalten:** sehr gut
- befriedigend, je nach Deckenmaterial
- + **Stand:** sehr gut
- + **Gewicht:** mittel
- + **Klebefreundlichkeit:** sehr gut



| ART.-NR. | BEZEICHNUNG | GRÖSSEN* |
|----------------|-----------------------|----------|
| FSP Grösse | FREEE!!! Sport | 3-13 |
| FSF Grösse | FREEE!!! Soft | 3-13 |
| FSFN Grösse | FREEE!!! Soft Nash | 3-13 |
| FC Grösse | FREEE!!! Comfort | 3-13 |
| FCN Grösse | FREEE!!! Comfort Nash | 3-13 |
| F01 Grösse | Kork-EVA-Rohling | 3-13 |
| F02 Grösse | Decke Sport | 3-13 |
| F03 Grösse | Decke Soft | 3-13 |
| F04 Grösse | Decke Soft Nash | 3-13 |
| F05 Grösse | Decke Comfort | 3-13 |
| F06 Grösse | Decke Comfort Nash | 3-13 |

***Größenbestimmung**

| GR. | ENTSPR. | CM | GR. | ENTSPR. | CM | GR. | ENTSPR. | CM |
|-----|---------|-------|-----|---------|-------|-----|---------|-------|
| 3 | 35 | 23,4 | 8 | 41 1/2 | 27,65 | 11 | 45 1/3 | 30,2 |
| 4 | 36 1/3 | 24,25 | 7 | 40 1/3 | 26,8 | 12 | 46 1/2 | 31,05 |
| 5 | 37 2/3 | 25,1 | 9 | 42 2/3 | 28,5 | 13 | 47 2/3 | 31,9 |

- + die Sohlen und Decken können jeweils bis zu einer halben Nr. grösser verwendet werden