




Korrigierende Einlagen-Rohlinge, Schale

KID

Material: Röck-Acryl, EVA mit Vitatex

Sandwichbauweise



Ausführungen

- + erhältlich in den Breiten mittel **M** und breit **B**
- + erhältlich in den Farben cherry **22**, denim **34**, print **PR1**

Merkmale

- + **Ferse:** schalig, dünn, federnd
- + **Kanten/Rand:** weich/Schale
- + **Längsgewölbe:** steil ansteigend
- + **Stand:** gut
- + **Gewicht:** leicht
- + **Nachformverhalten:** ausreichend
- + **Bruchverhalten:** sehr gut
- + **Klebefreundlichkeit:** gut

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSEN
KIDL <small>Breite/Farbe/Grösse</small>	KID lang	20-43
KIDK <small>Breite/Farbe/Grösse</small>	s.o kurz	20-43
KIDD <small>Breite/Farbe/Grösse</small>	s.o. Detorsion	20-43

KORRIGIERENDE EINLAGEN-ROHLINGE, SCHALE AUS THERMOPL. VERF. KUNSTSTOFF

KIDDY

Material: Röck-Acryl, EVA

Sandwichbauweise



Ausführungen

- + erhältlich in den Breiten mittel **M** und breit **B**
- + erhältlich in blau

Merkmale

- + **Ferse:** schalig, dünn, federnd
- + **Kanten/Rand:** weich/Schale
- + **Längsgewölbe:** steil ansteigend
- + **Stand:** gut
- + **Gewicht:** mittel-leicht
- + **Nachformverhalten:** ausreichend
- + **Bruchverhalten:** sehr gut
- + **Klebefreundlichkeit:** gut

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSEN
KIYL <small>Grösse</small>	KIDDY lang	20-43
KIYK <small>Grösse</small>	s.o kurz	20-43
KIYD <small>Grösse</small>	s.o. Detorsion	20-43

KORRIGIERENDE EINLAGEN-ROHLINGE, SCHALE AUS HOLZ/LEDER

Spezial Kinder Schale

Material: Holz/Leder

Schale



Merkmale

- + **Ferse:** schalig, dünn, federnd
- + **Kanten/Rand:** beweglich/Schale
- + **Längsgewölbe:** mittel ansteigend
- + **Stand:** gut
- + **Gewicht:** mittel-leicht
- + **Nachformverhalten:** nicht möglich
- + **Bruchverhalten:** befriedigend
- + **Klebefreundlichkeit:** gut

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	DOPPEL-GRÖSSEN
HK570 <small>Grösse</small>	Spezial Kinder Schale, Decke kurz	21/22-35/36
HK580 <small>Grösse</small>	s.o. Decke lang	21/22-35/36

108 D

Material: Röck-Acryl



**Ein-Backeneinlage mit
lateralem Außenbacken
nach OTM K. Reinhardt**



Merkmale

- + **Ferse:** flach, dünn, starr
- + **Kanten/Rand:** hart/randlos
- + **Längsgewölbe:** mittel ansteigend
- + **Stand:** sehr gut
- + **Gewicht:** sehr leicht
- + **Nachformverhalten:** gut
- + **Bruchverhalten:** sehr gut
- + **Klebefreundlichkeit:** gut


ART.-NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSEN
108D <small>Grösse</small>	108D GH	23-42

Materialeigenschaften	Nachformverhalten	Steifigkeit/Stand	Bruchverhalten	Gesamt-Dicke	Grössenfertigung
GH - Glasfasergestrick	sehr gut	steif-stabil	zäh	2,2-3,3 mm	bis 33: GH501, 34-42: GH502

110 B

Material: Röck-Acryl

**Zwei-Backeneinlage -
medial hochgezogener
Rand mit lateralen
Außenbacken**



Merkmale

- + **Ferse:** mit Rand, dünn, starr
- + **Kanten/Rand:** hart/Backen
- + **Längsgewölbe:** mittel ansteigend
- + **Stand:** sehr gut
- + **Gewicht:** leicht
- + **Nachformverhalten:** gut
- + **Bruchverhalten:** sehr gut
- + **Klebefreundlichkeit:** gut

ART.-NR.	BEZEICHNUNG/MATERIAL	GRÖSSEN
110BGH <small>Grösse</small>	110B HGH	19/20-46
110BC <small>Grösse</small>	110B C	19/20-46

Materialeigenschaften	Nachformverhalten	Steifigkeit/Stand	Bruchverhalten	Gesamt-Dicke	Grössenfertigung
HGH - Glasfasergestrick	sehr gut	steif-stabil	zäh	2,1-3,3 mm	bis 35: HGH511, ab 36 HGH 531
C - Carbonmaterial	gut	dynamisch-federnd	zäh	2,0-2,3 mm	C 521 (bei hohem Gewicht nicht mehr selbsttragend)

KORRIGIERENDE EINLAGEN-ROHLINGE, BACKEN
AUS THERMOPL. VERF. KUNSTSTOFF

112 C

Material: Röck-Acryl



**Drei-Backeneinlage -
Pes Aduktus
mit 3 Punkt**



Merkmale

- + **Ferse:** gewölbt, dünn, starr
- + **Kanten/Rand:** hart/3 Backen
- + **Längsgewölbe:** mittel ansteigend
- + **Stand:** sehr gut
- + **Gewicht:** leicht
- + **Nachformverhalten:** gut
- + **Bruchverhalten:** sehr gut
- + **Klebefreundlichkeit:** gut

ART.-NR.	BEZEICHNUNG/MATERIAL	GRÖSSEN*
112CHGH Größe	112C HGH	20-48

*Gr. 20-30 sind
Doppelgrößen

Materialeigenschaften	Nachformverhalten	Steifigkeit/Stand	Bruchverhalten	Gesamt-Dicke	Größenfertigung
HGH - Glasfasergestrick	sehr gut	steif-stabil	zäh	2,1-3,3 mm	bis 35: HGH511, ab 36 HGH 531